

# Electrodes ECG sèches à fil

## Réf : E201C

### Description

Les électrodes E201C se connectent aux jack des 10 brins du câble patient pour réaliser un ECG de repos.



### Données techniques

- Marque : COMPEA
- Usage : ECG de diagnostic et ECG d'effort
- Sans gel
- Sans latex
- Sans PVC
- Longueur du fil : 15 cm
- Ø : 45 mm
- Durée optimale d'utilisation : 48 heures
- Durée maximale d'utilisation préconisée : 72 heures
- Durée de conservation : 24 mois

**Conditionnement** : Boite de 300 électrodes