

# Container aiguilles 13L

## Ref: SHA-41152610

### Description

Le collecteur Sharpsafe permet de collecter les déchets de soins à risques infectieux. Avec le collecteur Sharpsafe, collectez en toute sécurité vos aiguilles et objets perforants ou tranchants.

Ce collecteur d'aiguilles possède une ouverture large et permet la déconnection des aiguilles.

Utiliser un collecteur Sharpsafe pour jeter ses déchets à risques infectieux c'est limiter le risque d'accidents.



### Avantages

- Étanche, résistant aux chocs et aux perforations.
- Utilisable de façon mono manuelle.

### Données techniques

13L - Vendu à l'unité