

EXEOL Sept E2 détergent désinfectant enzymatique, flacon 1L doseur à diluer

Ref: EXS0046FR



Description

Exeol sept E2 - Détergent Désinfectant - 1L
Solution enzymatique à diluer pour le nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs réutilisables, avant stérilisation ou désinfection finale.



Données Techniques

Effet détergent renforcé par des tensioactifs couplés à un duo enzymatique essentiel.
Actif en 10 minutes à la dilution de 0,4% (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés).
Contient un agent séquestrant des ions métalliques et alcalino-terreux facilement biodégradables.

Données Techniques

Conditionnement: flacon d'1L