

# GEL FROID REUTILISABLE

## Ref:EB09007

### Description

Ce gel froid des sacs Elite est parfait à mettre dans des porte-ampoules pour garder le médicament au frais pendant le transport et les urgences. Maintenir le gel dans le congélateur entre 6-12 h. Envelopper le sac dans un linge propre avant d'appliquer sur la peau.

### Données Techniques

Matière : gel  
Dimensions : 1 x 17 x 12 cm  
Couleur : bleu  
Capacité : 0.19 L  
Pèse seulement 0.12 kg

